

SURFASAFE PREMIUM SUBSTITUTES

01 – 11 - 2019

Présentation du produit

- SURFA SAFE PREMIUM

- Solution prête à l'emploi, appliquée par essuyage des surfaces
- Sans alcool
- Nettoyage et désinfection des surfaces générales et surfaces externes des dispositifs médicaux
- Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non critiques

➔ Solution utilisée quotidiennement dans le cadre des précautions standard

➔ Spectre de bas niveau

➔ Bactéricidie EN 13727, EN 16615

➔ Levuricide EN 13624, EN 16615

➔ Activité sur virus enveloppés : EN 14476 sur vaccinia virus

Surfa Safe Premium / Produits de substitution ANIOS

	Surfa Safe Premium	Incidin Oxy Foam S	Surfa Safe O2	Surfanios Premium	Aniosurf ND Premium
RTU / Concentrate	RTU	RTU	RTU	Concentrate	Concentrate
Principes actifs	Ammonium quaternaire	Peroxyde d'hydrogène	Peroxyde d'hydrogène, ethanol	Ammonium quaternaire, alkylamine	Ammonium quaternaire, chlorhexidine
Surfaces générales	✓	✓	✓	✓	✓
Surfaces alimentaires	✓		✓	✓	
DM non invasifs	✓	✓		✓	✓
Bactéricide	✓	✓	✓ EN 13727, EN 13697	✓	✓
Levuricide	✓	✓	✓ EN 13624, EN 13697	✓	✓
Virus enveloppés	✓	✓	✓	✓	✓

Surfa Safe Premium / Produits de substitution concurrents

Fabricant : Christeyns - Phagogene

	Surfa Safe Premium	Phagospray DM	Phagosoft	Phago'spore	Phagosurf ND
RTU / Concentrate	RTU	RTU	RTU	RTU	Concentrate
Principes actifs	Ammonium quaternaire	Ethanol, ammonium quaternaire, alkylamine	Acide peracétique, peroxyde d'hydrogène	Acide peracétique, peroxyde d'hydrogène	ammonium quaternaire, alkylamine
Surfaces générales	✓	✓	✓	✓	✓
Surfaces alimentaires	✓		✓	✓	✓
DM non invasifs	✓				
Bactéricide	✓	✓ EN 13727, EN 13697	✓ EN 13727, EN 13697	✓	✓ EN 13727, EN 13697
Levuricide	✓	✓ EN 13624, EN 13697	✓ EN 13624, EN 13697	✓	✓ EN 13727, EN 13697
Virus enveloppés	✓			✓	

Surfa Safe Premium / Produits de substitution concurrents

Fabricant : Alkapharm

	Surfa Safe Premium	Septalkan	Surfalkan SH
RTU / Concentrate	RTU	RTU	RTU
Principes actifs	Ammonium quaternaire	2 ammonium quaternaire	Ethanol, ammonium quaternaire
Surfaces générales	✓	✓	✓
Surfaces alimentaires	✓	✓	✓
DM non invasifs	✓	✓	
Bactéricide	✓	✓	✓ EN 1276, EN 13697
Levuricide	✓	✓	✓ EN 1650, EN 13697
Virus enveloppés	✓	✓	✓

Surfa Safe Premium / Produits de substitution concurrents

Fabricant : Franklab

	Surfa Safe Premium	FB Spray
RTU / Concentrate	RTU	RTU
Principes actifs	Ammonium quaternaire	ammonium quaternaire
Surfaces générales	✓	✓
Surfaces alimentaires	✓	✓
DM non invasifs	✓	
Bactéricide	✓	✓ EN 13727, EN 13697
Levuricide	✓	✓ EN 13624, EN 13697
Virus enveloppés	✓	